




ISIS



Digital

Remedie



Digitale Mittel

ISIS bietet nun auch digital hergestellte Arzneimittel an. Sie wirken wie die pharmazeutisch hergestellten und so können Sie nun das Arzneimittel direkt aus Ihrem ISIS Programm heraus verabreichen!


Wie werden sie gemacht?

In einer speziellen Kammer werden Aufnahmen von Mitteln gemacht. Diese hochsensitive Kammer ermöglicht es, eine einzigartige digitale Signatur des Mittels und der speziellen Potenz herzustellen. Dann wird der Hintergrund beziehungsweise die normale Frequenz der Kammer entfernt um die wirkliche, digitale Schwingung des Mittels zu erhalten.

Wirken Sie?

Ja, weil die Mittel Frequenz im menschlichen Hörbereich aufgenommen wurde und in selbigem wieder abgespielt werden kann.

Da das menschliche Energiefeld auf die Energie des Mittels reagiert - egal ob das Mittel "eingenommen" oder "gehört" wird, funktionieren die digitalen Mittel genau wie die pharmazeutischen.



Codex Alimentarius - und andere Bedrohungen!

Zusätzlich zu den schon gegenwärtigen und künftigen Einschränkungen des Gebrauchs von homöopathischen Arzneimitteln, wird nun ab Dezember 2009 dieser neue Code in 173 Ländern der Welt gesetzlich vorgeschrieben.

Dieser Code ist ein internationaler Standard für Nahrungsmittel und alle konsumierbaren Flüssigkeiten. Homöopathische Arzneimittel könnten neu klassifiziert und weiter eingeschränkt werden.

Die ISIS Digital Mittel sichern ihnen den weiteren Gebrauch homöopathischer Arzneimittel auch in Zukunft.

Wie gebe ich sie?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie können das Mittel dem Patienten geben während er noch bei Ihnen ist. Schließen Sie dazu den Kopfhörer an den Computer an und geben Sie ihn dem Patienten. Spielen Sie dann das gewünschte Mittel in der gewünschten Potenz für ein paar Minuten ab.



Die zweite Möglichkeit ist die, das digitale Mittel mit dem Homeographer auf Milchzucker oder Dilution zu spielen. Dazu müssten Sie dann die Homöographer Imprinting Machine kaufen. Diese wird am Kopfhörer-Ausgang Ihres Computers angeschlossen. Wenn Sie dann das Fläschchen mit Milchzucker oder Dilution auf den Homöographer stellen, wird die Schwingung des Mittels darauf übertragen.

Schnell, sicher und praktisch!

Nie wieder ohne Mittel oder ohne die richtige Potenz! Sie können das Mittel jederzeit mit Ihrem ISIS Programm herstellen!

Keine Bedenken mehr am Flughafen wegen Röntgen Strahlen! Keine Arzneiflaschen mehr mitzunehmen. Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, dann sind die Mittel bei Ihnen!

Akut- oder Gesamtapotheke?

ISIS bietet 2 Digital Sets:

Das Akut Digitalmittel-Set besteht aus 200 Mitteln in C30 und C200 (mit einigen, wenigen Ausnahmen).

Das Volle Digitalmittel-Set hat über 400 Mittel mit einem weiten Spektrum von D1 bis MM! (jedes Mittel hat sein eigenes Set von Potenzen).

Mehr und mehr Mittel werden demnächst für die Sets zur Vergütung stehen. Diese werden allen Anwendern der Digital Mittel kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kostenlose Updates lebenslang!

Wenn Sie noch mehr dazu wissen möchten, oder die Digital Mittel mit oder ohne den Homöographer bestellen wollen, dann schreiben Sie an: cmm@CorneliaMarent.com

